



MADEGOM
Medical Solutions

MADEGOM[®]
Especificaciones Técnicas

HISOPO ESTÉRIL



IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto	HISOPO SIMPLE ESTÉRIL
Marca	MADEGOM
Código producto	GTE1429

CARACTERÍSTICAS

	MADEGOM
	1 unidad Hisopo gasa no tejida con baja lengua 1 unidad Sobre papel film para esterilización
Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Tiempo de Vida Útil	5 años a partir de la fecha de esterilización
Recomendaciones de Uso	Kit estéril para todo tipo de procedimientos
Descripción General	El baja lengua o depresor lingual es de madera pulida con bordes lisos, sin astillas ni perforaciones, para uso clínico hospitalario, sin olor ni sabor, hipoalergénico
Condiciones de Almacenamiento y Precauciones	Mantener en lugar fresco y seco Producto descartable de un solo uso No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado
Unidad de Venta WEB	Caja dispensadora x 100 unidades estériles
Sistema de Gestión de la Empresa	ISO 9001

IMPORTANTE: Esta no es una ficha técnica, si desea obtener la Ficha Técnica original debe ponerse en contacto con un ejecutivo de negocios de Madegom.

MADEGOM[®]

MADEGOM • Medical Solutions

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9431, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: +56 2 2435 7710 • E-mail: ventas@madegom.cl • Web: www.madegom.cl