



MADEGOM
Medical Solutions

HealthKit®
Especificaciones Técnicas

KIT RIÑÓN ESTÉRIL 01

Descripción del kit:

- 1 unidad Riñón de pulpa de papel 100% biodegradable
- 1 unidad Sobre para esterilización 20 x 40 cm

Método de esterilización:

Óxido de Etileno.

Tiempo de vida útil:

5 años a partir de la fecha de esterilización.

Recomendaciones de uso:

Kit riñón estéril indemne, desechable y que se emplea para procedimientos varios

Condiciones de almacenamiento y precauciones:

Mantener en lugar fresco y seco.

Producto descartable de un solo uso.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Unidades por caja VENTA WEB:

1 kit.



HealthKit®

MADEGOM • Medical Solutions

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9431, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: +56 2 2435 7710 • E-mail: ventas@madegom.cl • Web: www.madegom.cl